



Hydragel

Средство дезинфицирующее
гель для предварительной
обработки инструментов



Объекты/области применения

Hydragel используют в виде спрея для предварительной консервации контаминированного и загрязненного медицинского инструментария (в т.ч. хирургических и стоматологических инструментов). Средство используют в случаях, когда необходимо быстро изолировать контаминированный инструмент, как источник инфекционной опасности, когда непосредственная обработка использованного изделия на месте затруднена и требует времени, или когда требуется безопасная транспортировка загрязненных изделий

Характеристики продукта

- Можно покрывать загрязнённый инструментарий непосредственно сразу после его использования.
- При распылении на контаминированный инструментарий образуется обволакивающая защитная плёнка, которая останавливает рост и распространение микроорганизмов, а также предотвращает фиксирование органических загрязнений.
- Микростатический эффект средства действует в течение 5 суток.
- Средство хорошо растворяется в воде и рабочих растворах других химических средств, потому легко смывается. Под гелем на инструментарии загрязнения не фиксируются, что не препятствует дальнейшей очистке изделий.
- Может использоваться на инструментах из различных материалов за исключением меди и латуни.

Инструкция по использованию и дозировке

Готовое к применению.
Средство распыляют на инструментарий, который помещён в ёмкость. Инструмент тщательно покрывают равномерным слоем средства.
При хранении и транспортировке обработанных инструментов соблюдать установленные требования безопасности. В дальнейшем изделия медицинского назначения подвергают дезинфекции и очистке в установленном порядке как ручным, так и машинным способами.

Внимание

Использовать только для наружного применения. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. Брызги средства на полу могут сделать его скользким, очистка поверхностей от средства производится водой.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Жирнокислотные аминокислоты	5-15%	Действуют в качестве гелеобразователя
Гликоли	5-15%	Увлажняющее воздействие
Неионогенные ПАВ	<5%	Препятствуют подсыханию органических загрязнений
Бенцилигемосоединения	<1%	Биоцидный консервант
Функциональные компоненты, в т.ч. ингибиторы коррозии.		
pH продукта		8,5– 9,5
Плотность		1,00 – 1,02 кг/дм ³

Внешний вид и запах	Прозрачная светло-коричневая жидкость со специфическим запахом.			
Хранение	Хранить в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не выше +28°C, вдали от нагревательных приборов (расстояние не менее 1 м) и прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных средств, в местах недоступных детям. Срок хранения - 2 года со дня изготовления в закрытой таре предприятия-изготовителя.			
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта			
Упаковочные материалы	750 мл бутылка с триггером: бутылка - 02 PE-HD, триггер - 07 O			
Код продукта, размер упаковки				
	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	6 x 750 мл	205370	4607070474739	бутылка с триггером