



DesiWipes

Диспенсер для салфеток



Объекты/области применения

Диспенсер используется в качестве вспомогательного оборудования при дезинфекции и очистке поверхностей в медицинских организациях.

Характеристики продукта

Контейнер для хранения и выдачи нетканых салфеток DesiWipes в комплекте с готовыми к использованию салфетками однократного применения из нетканого материала представляет собой вспомогательное оборудование для использования при дезинфекции и очистке.

В качестве пропиточного состава салфеток рекомендуется использовать рабочие растворы средств Klinin: Combides, Combides Med, Instrudes Forte, Kloriitti Forte, Erisan Oxy+, Hospi либо готовые средства для быстрой обработки поверхностей: Handdes, Predes Colorless, либо эквиваленты вышеперечисленных средств по сфере применения химическому составу.

Инструкция по использованию и дозировке

- Поместить вертикально в контейнер рулон салфеток.
- Залить салфетки рабочим раствором дезинфицирующего средства необходимой концентрации, направляя раствор в середину рулона для лучшего смачивания. Количество заливаемого рабочего раствора определяется визуально, обычно достаточно 1,5 л. Время пропитывания рулона раствором составляет около 10 минут.
- Протянуть через отверстие дозирующего клапана на крышке кончик салфетки из центра рулона. Плотнo закрыть крышку контейнера и крышку дозирующего клапана.
- На прилагающейся наклейке указать информацию о залитом дезинфицирующем растворе и наклеить ее на диспенсер.

Диспенсер готов к использованию.

Одной салфеткой можно обработать до 3 м² поверхности.

В процессе использования диспенсера необходимо следить за тем, чтобы салфетки оставались влажными. В случае необходимости долить раствор.

Внимание

Перед началом работы с дезинфицирующими средствами надеть резиновые перчатки.

Внешний вид

Стандартная упаковка: перфорированный рулон салфеток (100 шт.) в герметичной полимерной упаковке, пластиковый контейнер и крышка с дозирующим клапаном.

Хранение

Закрывайте плотно крышку дозирующего клапана каждый раз после использования. Рулон салфеток, пропитанный рабочим раствором дезинфицирующего средства, рекомендуется использовать в течение срока годности рабочего раствора используемого дезинфицирующего средства.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.

Упаковочные материалы

Контейнер - 05 PP, крышка - 05 PP

Код продукта, размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
6 дисп. + 6 рул.	205159	4607070471223	контейнер с крышкой