



L 116 Lamil

Кондиционер для ополаскивания и окончательной обработки белья



рН рабочего раствора:
ок. 3,0

Дозировка средства:
1 - 5 г / 1 кг белья



Область применения

- Для антистатической обработки ткани из искусственного волокна, для придания пышности и мягкости трикотажной и махровой ткани.

Характеристики

- Облегчает разглаживание тканей, сокращает время сушки, а также ускоряет обработку в гладильном катке.

Внимание

- Избегать попадания в глаза и на кожу
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение 15 минут, проконсультироваться с врачом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Представители компании Klinin установят дозирующий насос иотрегулируют дозировку средства.



2. Дозирование происходит в автоматическом режиме при помощи дозирующего насоса.



3. Температура применения: 10 - 30°C.
Дозировка средства: 1 - 5 г на 1 кг белья.



4. Следите за уровнем средства. Вовремя меняйте канистры.
Не допускайте попадания воздуха в трубку дозатора.