



HandDes

Дезинфицирующее средство
Кожный антисептик



Объекты/области применения

Средство предназначено для применения в качестве антимикробного средства для гигиенической обработки рук, санитарной обработки кожных покровов, в том числе ступней ног, гигиенического ухода за телом, обработки резиновых перчаток, надетых на руки персонала.

Может применяться в тех случаях, когда применение спиртосодержащих антисептиков ограничено или не рекомендовано. Например, в детских и пенитенциарных учреждениях, помещениях с повышенной пожароопасностью, там, где есть вероятность ингаляционного воздействия спиртов.

Характеристики продукта

- Предназначен для обеззараживания без мыла и воды.
- Содержит природный антисептик - молочную кислоту. Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза) и возбудителей грибковых инфекций.
- Обладает сбалансированной рецептурой, безопасной как для человека, так и для окружающей среды.
- Алкилполиглюкозид в составе усиливает очищающий эффект средства.
- Молочная кислота способствует мягкому отшелушиванию омертвевших клеток с поверхности кожи, освежает и разглаживает кожу, удерживает влагу внутри кожного покрова.
- В рецептуру входит глицерин, смягчающий и увлажняющий кожу компонент.
- Легкая и приятная отдушка в составе лосьона повышает настроение в процессе его использования, бесследно улетучивается по окончании обработки кожных покровов. Исчезновение запаха служит дополнительным маркером правильности использования средства с точки зрения времени обработки.

Инструкция по использованию и дозировке

Использовать согласно Инструкции по применению № 04/23 от 03.04.2023.

Гигиеническая обработка рук

На сухие руки (без предварительного мытья мылом и водой) наносят 3 мл средства и втирают в кожу до полного высыхания, но не менее 2 минут, обращая внимание на тщательность обработки кожи межпальцевых пространств и кончиков пальцев.

Санитарная обработка кожных покровов, в том числе ступней ног

Небольшие участки кожных покровов (кроме волосистой части головы) тщательно обрабатывают обильно смоченным ватным тампоном (3-5 мл средства на тампон), каждую ступню ног обрабатывают однократно разными ватными тампонами. Время обработки – 2 минуты.

Гигиенический уход за телом

При обработке постельных больных нанести около 10 мл на салфетку, обработать необходимый участок кожи протиранием. Споласкивание водой не требуется.

Обработка резиновых перчаток, надетых на руки персонала

Перчатки тщательно протирают тампоном, смоченным не менее 3 мл средства. Время выдержки - не менее 2 минут (до полного высыхания поверхности перчаток). Смывание остатков средства с обработанных перчаток не требуется. В случае загрязнения перчаток

	биологическими жидкостями, необходимо удалить загрязнения тампоном, обильно смоченным средством методом протирания не менее 2 минут (до полного высыхания). После обработки перчаток их необходимо снять и направить на утилизацию, после чего провести гигиеническую обработку рук.		
Внимание	Средство используют только для наружного применения. Избегать попадания средства в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. По истечении указанного срока годности использование запрещается. Использовать только по назначению. Не наносить на раны и слизистые оболочки.		
Состав	Компоненты		Воздействие
	Молочная кислота	2,5-3%	Обладает антимикробным эффектом, ухаживает за кожей.
	Алкилполиглюкозид	согласно рецептуре	Мягкий ПАВ, обладает очищающим и кондиционирующим эффектом.
	Глицерин	согласно рецептуре	Смягчает и увлажняет кожу.
	Отдушка	согласно рецептуре	Позволяет идентифицировать средство, является маркером правильного использования средства.
рН продукта	3,9-4,9		
Плотность	0,990 – 1,010 кг/дм ³		
Внешний вид и запах	Прозрачная, бесцветная или желтоватая жидкость с запахом свежести.		
Хранение	Хранить при температуре от +5°С до +35°С в оригинальной упаковке. Срок годности - 3 года с даты изготовления, указанной на этикетке. После вскрытия упаковки — использовать в течение 12 месяцев при хранении в плотно закрытой упаковке с соблюдением температурного режима.		
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.		

Код продукта, размер упаковки	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	30 x 100 мл	205356	4607070474272	флакон с распылителем
	12 x 1 л	205353	4607070474326	Квадратный флакон
	6 x 1 л	205354	4607070474302	флакон диспенсопак
	3 x 5 л	205355	4607070474357	канистра