



Predes Colorless

Дезинфицирующее средство
(кожный антисептик)



Объекты/области применения

Используется для обработки локтевых сгибов доноров, а также для обработки кожи операционного и инъекционного поля пациентов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

Характеристики продукта

Кожный антисептик на основе изопропилового спирта для операционного, инъекционного поля, гигиенической и хирургической обработки рук, дезинфекции небольших поверхностей. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (тестировано на вирусе гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов) активностью.

Инструкция по использованию и дозировке

Обработка локтевых сгибов доноров и кожи операционного поля: кожу двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством.
Время выдержки после окончания обработки — 2 мин.
Обработка инъекционного поля, в том числе места прививки: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством.
Время выдержки после окончания обработки — 20 сек.
Проведение препаратом быстрой дезинфекции поверхностей методом орошения, не более 1\10 от общего объема помещения.

Внимание

Легковоспламеняющееся средство.
Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза их следует обильно промыть водой в течение 10-15 минут, закапать 20% раствор сульфацила натрия.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Изопропанол	65%	Дезинфицирующее воздействие
Функциональные компоненты		

Плотность

0,870 кг/дм³

Внешний вид и запах

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом.

Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +30°C в оригинальной упаковке. Срок годности - 5 лет с даты изготовления, указанной на этикетке, в невскрытой упаковке производителя. Хранить плотно закрытой упаковке вдали от источников огня и нагревательных приборов.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.
Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.

Упаковочные материалы

100 мл флакон с распылителем: флакон - 02 PE-HD, помпа - 07 O
750 мл бутылка с триггером: бутылка - 02 PE-HD, триггер - 07 O

1 л квадратная бутылка: бутылка - 02 PE-HD, крышка - 05 PP
5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP

Код продукта,
размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
30 x 100 мл	205302	4607070473756	флакон с распылителем
6 x 750 мл	205206	4607070471639	бутылка с триггером
12 x 1 л	205202	4607070471592	квадратная бутылка
3 x 5 л	205364	4607070474371	канистра