



Allsept Pro

Дезинфицирующее средство
(кожный антисептик)



Объекты/области применения

Используется в качестве кожного антисептика для обработки рук хирургов, гигиенической обработки рук медицинского персонала, работников химико-фармацевтических предприятий, лабораторий и других социальных учреждений.

Характеристики продукта

Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (тестировано на вирусах полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов) активностью. В рецептуре средства используется композиция высококачественных очищенных пропиловых спиртов с комплексом функциональных добавок, что делает его приятным для использования и исключает сухость кожи рук.

По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений.

Инструкция по использованию и дозировке

Обработка рук хирургов: 2 x 3-5 мл. 3 мин.

Гигиеническая обработка рук: 3 мл. 30 сек., по инструкции 15 сек.

Антисептик заменяет мытье рук в том случае, если на руках нет видимых загрязнений. Замещающая мытье рук антисептической обработка рук бережет кожу и предотвращает ее сухость. Обработка антисептиком необходима до и после использования защитных перчаток.

Внимание

Легковоспламеняющееся средство.

При попадании в глаза их следует обильно промыть водой в течение 10-15 минут, закапать 20% раствор сульфацила натрия.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Изопропанол	65%	Дезинфицирующее воздействие
Пропанол	10%	Бактерицидные свойства
Функциональные добавки		Трехкомпонентный комплекс по уходу за кожей рук

pH продукта

7,5-8,5

Плотность

0,880 кг/дм³

Внешний вид и запах

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом.

Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в оригинальной упаковке. Срок годности - 5 лет с даты изготовления, указанной на этикетке, в невскрытой упаковке производителя. Хранить плотно закрытой упаковке вдали от источников огня и нагревательных приборов.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.

Упаковочные материалы

500 мл флакон с помповой насадкой: флакон - 02 PE-HD , помпа - 07 O
1 л квадратная бутылка: бутылка - 02 PE-HD, крышка - 05 PP
1 л флакон диспенсопак: флакон - 02 PE-HD , колпачок - 07 O
5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP

Код продукта, размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
10 x 500 мл	205189	4607070471516	флакон с помповой насадкой
12 x 1 л	205170	4607070471349	квадратная бутылка
6 x 1 л	205188	4607070471509	флакон диспенсопак
3 x 5 л	205190	4607070471523	канистра